



Aeon7200A
Configuración Completa

Máquina de Anestesia

CE 0123

AEOMED
Reliable Quality Thoughtful Service

- Marcado CE, cumple con los requisitos médicos de la UE.
- Pantalla LCD grande, diversas formas de onda de monitoreo y parámetros en diferentes colores.
- Los modos IPPV, modo de presión, SIMV cumplen con los requerimientos de la ventilación.
- Sistema de absorción de CO₂ integrado, cuenta con un sensor "sin condensación de vapor de agua" con válvula APL de liberación rápida.
- Flujómetros 6-tubos para 3 gases cumple con los requisitos de una operación de larga duración.
- Opcional: AGSS proporciona una mayor protección.
- Opcional: monitoreo de múltiples gases.
- Opcional: función CO₂ -bypass.
- Bucles de espirometria.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Físicas & Medioambientales

• Dimensiones(AlxAxProf):	1356x845x620mm
• Peso:	110kg(unidad básica)
• Temperatura Almacenamiento:	-20~+55°C
• Temperatura Operación:	+10~+40°C
• Humedad Almacenamiento:	≤93%

Especificaciones Eléctricas

• Entrada de Energía:	100~240V, 50/60Hz
• Batería:	24VDC, mínimo 120min
• Tomas de Corriente:	3

Especificaciones Neumáticas

• Suministro de Gas:	0.28~0.6MPa
• Flujómetros:	O ₂ : 0~1L/min; 1~10L/min N ₂ O: 0~1L/min; 1~10L/min Aire: 0~1L/min; 1~12L/min
• Sistema de Gases:	Alarma falla suministro de oxígeno Protección falla suministro de oxígeno O ₂ flush: 25~75L/min
• Modos Operacionales:	Cerrado, Semi-cerrado, Semi-abierto
• Modo Dirigido:	Dirigido neumáticamente y controlado electrónicamente
• Válvula de Seguridad:	≤8kPa
• Modo Operación:	Man. / Vent.
• Yugos Cilindros:	Opcional

Especificaciones Ventilador

• Tipo de Paciente:	Adulto, Pediátrico y Neonatal
• Modos Ventilación:	IPPV, PLV, SIMV, Spont (con backup apnea), Manual, Standby

• Ajustes:	Perilla de navegación y pantalla táctil
• Volumen Tidal:	20~1500ml
• Frecuencia Ventilación:	4~100bpm
• Ratio I:E:	4:1~1:8
• PEEP:	0~30 cmH ₂ O (opcional)
• Plateau Inspiratorio:	APAGADO, 5%~60%
• Trigger de Flujo:	1L/min~15L/min
• Trigger de Presión:	0~ -20 cm H ₂ O
• Rango de Presión:	5~70 cm H ₂ O
• Monitoreo:	Pantalla: 8.4" táctil a color Presión: P _{peak} , P _{plat} , P _{mean} , PEEP Volúmenes: MV, Vt Frecuencia respiratoria Cumplimiento Gases: O ₂ , CO ₂ , Agentes (todos opcionales) Visualización Gráficas: Forma de ondas P-t, F-t, P-V y bucles F-V
• Alarmas:	Alta Presión vías aéreas/Baja Presión vías aéreas Alto Minuto volumen/Bajo Minuto volumen Alto FiO ₂ /Bajo FiO ₂ (cuando la función FiO ₂ esta habilitada) Falla Corriente CA Falla Suministro de O ₂ , Apnea, Alarma Silencio: ≤120 segundos

Vaporizador

- Soporta 2 vaporizadores (Selectatec® con interlock, opcional soporte de parqueo para vaporizador en standby)
- Tipo Agente: Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano
- Tipo de Llenado: Pour-fill, Key-fill, Quik-fill®

Nota: Las configuraciones anteriores incluyen estándar y opcionales. Por favor, consulte el precio con su representante de ventas Aeonmed.