

FICHA TECNICA PANTALLA PROTECCION FACIAL SP-20

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Equipo de trabajo destinado a la protección de la cara del usuario contra proyecciones de partículas, bacterias y virus que puedan ser impulsados o se encuentren en suspensión.

Ideal para: ir a trabajar, manipular alimentos, tener contacto con otras personas

Fabricada 100% en España con materiales hipoalergénicos y respetuosos con el medio ambiente

MATERIAL

Compuesta / Material:

Pantalla: PET transparente

Soporte: Polipropileno de uso sanitario

Cierre ajustable: Elastómero TPE o goma elástica

Espesor: 600 micras aprox.

Construcción ligera



NORMATIVA APLICABLE

Cumple Reglamento UE 2016/425 y en particular, las especificaciones del PROCEDIMIENTO AITEX 25DAT116 PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE PANTALLAS FACIALES Y GAFAS EN EL CONTEXTO DE LA AMENAZA QUE REPRESENTA EL COVID-19 por el que se aplica parcialmente la norma EN 166:2001 en base a la recomendación (UE) 2020:403 de la comisión del 13 de marzo de 2020

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Destinada a procedimientos y ambientes donde existe riesgo de exposición de sangre y/o fluidos corporales a través de protección
- ✓ Unisex y talla única.
- ✓ Medidas: 22 alto x 24 ancho
- ✓ Fácil de montar
- ✓ Permite el uso de anteojos y mascarillas desechable
- ✓ Máxima visibilidad y altísima transparencia
- ✓ Fácil mantenimiento y limpieza
- ✓ Reutilizable y ajustable en 4 posiciones
- ✓ Semipracticable
- ✓ Muy baja permeabilidad
- ✓ Alta resistencia al desgaste y corrosión.
- ✓ Muy buen coeficiente de deslizamiento.
- ✓ Buena resistencia química y térmica.
- ✓ Muy buena barrera a CO₂ y O₂
- ✓ Reciclable 100%



Colocar cinta acolchada adhesiva en el centro de la diadema



Levantar ligeramente la patilla e insertar en el agujero

PRESENTACION

Envasada individualmente. Quitar la doble protección en ambos lados de la pantalla. Requiere Montaje. Posibilidad de reposición de todas las piezas. DESINFECTAR POR EL USUARIO

DASULO CANARIAS, SL CIF: B 35699073

TÉLEFONO / FAX:

ATENCIÓN COMERCIAL:

SERVICIO TÉCNICO:

c/ Pintor Miró Mainou, nº3 - Local Dcha.
35018 Las Palmas de Gran Canaria

928 437 555

609 555 100

659 462 190

c/ Campo y Tamayo, nº 77 La Cuesta
38320 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

822 143 404

609 555 100

659 462 190

c/ Viriato, nº 45 - Bajo dcha.
35500 Barriada de San Francisco Javier - Arrecife

928 437 555

649 958 188

659 462 190



administracion@aromas2000.es
administracion@aromas2000.info

www

www.aromas2000.com